

14 Pin to 20 Pin Adapter Cable

DIRECTIONS FOR USE
Reusable  Not made with natural rubber latex  Non-sterile

INDICATIONS

The 14 pin to 20 pin adapter cable connects Masimo SET™ LNC series, M-LNC series or LNOP® PC series patient cables, or Masimo direct connect reusable sensors, or Masimo PCX2 series extension cables to Masimo rainbow® SET devices with a 20-pin instrument connector.

The 14 pin to 20 pin adapter cable is intended for use only with sensors and instruments or licensed devices containing Masimo rainbow SET technology.

CAUTION

Do not soak or immerse the connectors in any liquid solution. Do not attempt to sterilize.

WARNINGS

- Ensure the cable is physically intact, with no broken or frayed wires or damaged parts. Visually inspect the cable and discard if cracks or discoloration are found.
- To avoid damage to the patient or adapter cable, always hold it by the connector rather than the cable when connecting or disconnecting.
- Failure to properly connect the sensor or the oximeter module to the cable will result in intermittent readings, inaccurate results, or no reading.
- Masimo PCX extension cables are not compatible.
- rainbow RC series patient cables are not compatible.
- rainbow Pulse CO-Oximetry measurements are not available when used with the PCX2 Series extension cables.
- Always refer to the CO-Oximeter's *Operators Manual* for complete instructions or additional instructions.
- Carefully route cable and patient cable to reduce the possibility of patient entanglement or strangulation.
- Do not attempt to reprocess, recondition or recycle Masimo adapter cables as these processes may damage the electrical components, potentially leading to patient harm.

INSTRUCTIONS

- Attaching the 14 Pin to 20 Pin Adapter Cable to the Instrument
 - Orient the 20 pin red connector of the adapter cable to mate with the connector on the 20 pin instrument (Fig. 1).
 - Press firmly to ensure the adapter cable is fully engaged with the instrument. An audible click of the connection should be heard.
 - Gently tug on the adapter cable connector to ensure a secure connection. Do not pull on the cable.
- Attaching the 14 to 20 Pin Adapter Cable to the Patient Cable or PCX2 Extension Cable
 - Ensure that the adapter cable or PCX2 extension cable connector (Fig. 2).
 - Press firmly to ensure the patient cable or PCX2 extension cable is fully engaged with the adapter cable. An audible click of the connection should be heard.
 - Gently tug on the connectors to ensure a secure connection. Do not pull on the cable.

Disconnecting the 14 to 20 Pin Adapter Cable from the Patient Cable, PCX2 or Instrument

- Place thumb and index finger on the buttons on either side of the connector.
- Press firmly on the buttons and pull to disconnect.

CLEANING

Clean the 14 pin to 20 pin adapter cable with a mild detergent or 70% isopropyl alcohol pad and allow to dry.

ENVIRONMENTAL

Operating Temperature	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
Storage Temperature	-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Storage Humidity	86°F to 140°F (30°C to 60°C) maximum 95% humidity

WARRANTY

Masimo warrants to the initial buyer only that this product, when used in accordance with the directions provided with the Products by Masimo, will be free from defects in workmanship or materials for a period of six (6) months.

THE FOREGOING IS THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY APPLICABLE TO THE PRODUCTS SOLD BY MASIMO TO BUYER. MASIMO EXPRESSLY DISCLAIMS ALL OTHER ORAL, EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE. MASIMO'S SOLE OBLIGATION AND BUYER'S EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF ANY WARRANTY SHALL BE, AT MASIMO'S OPTION, TO REPAIR OR REPLACE THE PRODUCT.

WARRANTY EXCLUSIONS

This warranty does not extend to any product that has been used in violation of the operating instructions supplied with the product, or has been subject to misuse, neglect, accident or externally created damage. This warranty does not extend to any product that has been connected to any unintended instrument or system, has been modified, or has been disassembled or reassembled. This warranty does not extend to sensors or patient cables that have been reprocessed, reconditioned or recycled.

IN NO EVENT SHALL MASIMO BE LIABLE TO BUYER OR ANY OTHER PERSON FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS), EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF. IN NO EVENT SHALL MASIMO'S LIABILITY ARISING FROM ANY PRODUCTS SOLD TO BUYER (UNDER A CONTRACT, WARRANTY, TORT OR OTHER CLAIM) EXCEED THE AMOUNT PAID BY BUYER FOR THE LOT OF PRODUCTS INVOLVED IN SUCH CLAIM. IN NO EVENT SHALL MASIMO BE LIABLE FOR ANY DAMAGES ASSOCIATED A PRODUCT THAT HAS BEEN REPROCESSED, RECONDITIONED OR RECYCLED. THE LIMITATIONS IN THIS SECTION SHALL NOT BE DEEMED TO PRECLUDE ANY LIABILITY THAT, UNDER APPLICABLE PPRODUCTS LIABILITY LAW, CANNOT LEGALLY BE PRECLUDED BY CONTRACT.

INSTRUMENT COMPATIBILITY

This cable is intended for use only with instruments or licensed devices containing rainbow SET oximetry technology. Consult individual manufacturer for compatibility with specific instruments and sensors. Use of this cable with other instruments may result in no or improper performance.

NO IMPLIED LICENSE

Purchase or possession of this adapter cable does not carry any express or implied license to use this cable with any device that is not an authorized device or separately authorized to use a 14 pin to 20 pin adapter cable.

CAUTION: FEDERAL LAW (U.S.A.) RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN.

For professional use. See instructions for full prescribing information, including indications, contraindications, warnings, precautions and adverse events.

The following symbols may appear on the product or product labeling:

SYMBOL	DEFINITION	SYMBOL	DEFINITION
	Caution		Storage temperature range
Rx ONLY	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.		Storage humidity limitation
	Mark of conformity to European medical device directive 93/42/EEC		Do not use if package is damaged
	Manufacturer		Separate collection for electrical and electronic equipment (WEEE).
	Date of manufacture YYYY-MM-DD		Do not discard
ECIREP	Authorized representative in the European community		Keep dry
REF	Catalogue number (model number)		Not made with natural rubber latex
	Masimo reference number		Atmospheric pressure limitation
LOT	Lot code		Fragile, handle with care
	Non-Sterile		Follow Instructions for Use (blue background)

Patents: <http://www.masimo.com/patents.htm>

Masimo, SET,  LNOP, LNCs and rainbow are federally registered trademarks of Masimo Corporation.

M-LNCs is a trademark of Masimo Corporation.

14 Pin to 20 Pin Adapter Cable

MODE D'EMPLOI
Réutilisable  Ne contient pas de latex naturel  Non-sterile

INDICATIONS

Le câble adaptateur 14 à 20 broches permet de connecter les câbles patient des séries Masimo SET™ LNC™, M-LNC™ ou LNOP® PC ou les capteurs réutilisables à connexion directe Masimo ou les câbles de rallonge de série Masimo PCX2 aux appareils Masimo rainbow® SET à l'aide d'un connecteur à 20 broches.

Le câble adaptateur 14 à 20 broches est conçu pour être utilisé uniquement avec les capteurs et les appareils ou les dispositifs sous licence reposant sur la technologie Masimo rainbow SET.

MISE EN GARDE

Prenez soin de ne pas faire tremper ni immerger le câble dans une solution liquide. Veillez à ne pas stériliser le câble.

AVERTISSEMENTS

- Vérifiez que le câble n'est pas détérioré, qu'il ne présente aucun fil cassé ou dénudé, ni aucune pièce endommagée. Inspectez visuellement le câble et jetez-le si vous découvrez des fissures ou des décolorations.
- Pour ne pas endommager le câble patient ou le câble adaptateur, veillez toujours à saisir le connecteur et non le câble lui-même lors du branchement ou du débranchement.
- Un branchement incorrect du capteur ou du module de l'oxymètre au câble risque de provoquer des mesures intermittentes, des résultats erronés ou l'absence de mesures.
- Les câbles de rallonge Masimo PCX2 sont incompatibles.
- Les cables patient de série rainbow RC sont incompatibles.
- Les mesures de CO-oxymétrie de pouls rainbow sont indisponibles en cas d'utilisation des câbles de rallonge de la série PCX2.
- Reportez-vous systématiquement au *Manuel de l'utilisateur* du CO-oxymètre pour obtenir des instructions détaillées ou complémentaires.
- Disposez soigneusement le câble et le câble patient de façon à réduire les risques d'enchevêtrement ou de strangulation.
- Évitez de retraiter, reconditionner ou recycler les câbles adaptateurs Masimo, ces procédés pouvant endommager les composants électriques et occasionner des blessures au patient.

INSTRUCTIONS

- Raccordement du câble adaptateur 14 à 20 broches à l'appareil**
 - Orientiez le connecteur rouge à 20 broches du câble d'adaptateur de façon à l'insérer dans le connecteur à 20 broches de l'appareil (Fig. 1).
 - Appuyez fermement pour vous assurer que le câble adaptateur est bien enfoncé dans l'appareil. Vous devriez entendre le déclic signalant la connexion.
 - Tirez doucement sur le connecteur du câble adaptateur pour vous assurer que la connexion est bien établie. Ne tirez pas sur le câble.
- Raccordement du câble adaptateur 14 à 20 broches au câble patient ou au câble de rallonge PCX2**
 - Assurez-vous que le câble adaptateur n'est pas tordu. Orientez le connecteur du câble adaptateur à 14 broches de façon à l'insérer dans le connecteur du câble patient ou du câble de rallonge PCX2 à 14 broches (Fig. 2).
 - Appuyez fermement afin de vous assurer que le câble patient ou le câble de rallonge PCX2 est bien enfoncé dans le câble adaptateur. Vous devriez entendre le déclic signalant la connexion.
 - Tirez doucement sur les connecteurs pour vous assurer que la connexion est bien établie. Ne tirez pas sur le câble.

Débranchement du câble adaptateur 14 à 20 broches du câble patient, du câble PCX2 ou de l'appareil

- Placez le pouce et l'index sur les boutons de chaque côté du connecteur.
- Appuyez fermement sur les boutons et tirez sur le connecteur pour le débrancher.

NETTOYAGE

Nettoyez le adaptateur 14 à 20 broches à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool isopropylique à 70 %, puis laissez sécher.

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
Température de stockage	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Humidité de stockage	30 °C à 60 °C (86 °F à 140 °F) d'humidité maximum de 95 %

GARANTIE

Masimo garantit uniquement à l'acheteur initial seulement à que ces produits, s'il est utilisé conformément aux instructions fournies avec les produits par Masimo, est exempt de défaut de matériel et de main d'œuvre pendant une période de six (6) mois.

CE QUI PRÉCÈDE EST LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE APPLICABLE AUX PRODUITS VENDUS PAR MASIMO À L'ACHETEUR. SANS RESTRICTION AUCUNE, MASIMO REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE ORALE, EXPRESSE OU TACITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER SONT EXPRESSÉMENT DESAVOUÉES. LA SEULE OBLIGATION DE MASIMO ET LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR EN CAS DE RUPTURE DE GARANTIE PEUVENT ÊTRE, AU CHOIX DE MASIMO, LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

La présente garantie ne s'applique pas au produit utilisé sans pris en compte du mode d'emploi fourni ou soumis à un usage abusif, une négligence ou un accident. La présente garantie ne s'applique pas au produit brisé à un quelque système ou instrument non compatible avec le produit ou qui a été modifié, démonté puis remonté. LA PRÉSENTE GARANTIE, CONJOINTEMENT À TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE POUVANT ÊTRE ÉMISE PAR LE FABRICANT, CONSTITUE LA SEULE ET EXCLUSIVE GARANTIE RELATIVE À SES PRODUITS. CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE VERBALE OU IMPLICITE DONT, ET SANS SY LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE PERTE, DÉPENSE OU DOMMAGE ACCIDENTEL, SPÉCIFIQUE OU INDIRECT, DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PERTE D'UTILISATION DE SES PRODUITS.

COMPATIBILITÉ DES APPAREILS

Ce câble est conçu pour être utilisé uniquement avec les appareils ou les dispositifs sous licence reposant sur la technologie d'oxymétrie rainbow SET. Pour plus d'informations sur la compatibilité d'un appareil ou d'un capteur spécifique, consultez le fabricant du système concerné. L'utilisation de ce câble avec d'autres appareils peut réduire ou dégrader ses performances.

ABSENCE DE LICENCE IMPLICITE

L'achat ou la possession de ce câble adaptateur n'implique aucune autorisation tacite ou explicite concernant l'utilisation de ce câble avec un appareil non autorisé ou autorisé séparément à fonctionner avec le câble adaptateur 14 à 20 broches.

MISE EN GARDE: EN VERTU DE LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE, CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE VENDU QU'À UN MÉDECIN OU SUR ORDONNANCE.

Reservé à un usage professionnel. Voir le mode d'emploi pour obtenir des informations de prescription complètes, dont des indications, contre-indications, avertissements, précautions et effets indésirables.

Les symboles suivants peuvent figurer sur le produit ou son étiquetage :

SYMBOLES	DÉFINITION	SYMBOLES	DÉFINITION
	Mise en garde		Plage de température de stockage
Rx ONLY	Mise en garde: la loi fédérale (États-Unis) restreint la vente de cet appareil par ou sur prescription d'un médecin.		Limite d'humidité de stockage
	Marque de conformité à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Fabricant		Collecte séparée des équipements électriques et électroniques (DEEE).
	Date de fabrication AAAA-MM-JJ		Ne pas jeter
ECIREP	Représentant agréé dans l'Union européenne		Conservser au sec
REF	Référence du catalogue (référence du modèle)		Ne contient pas de latex naturel
	Numéro de référence Masimo		Pression atmosphérique (limite)
LOT	Code de lot		Fragile - Manipuler avec précaution
	Non stérile		Suivre les instructions d'utilisation (fond bleu)

Brevets : <http://www.masimo.com/patents.htm>

Masimo, SET,  LNOP, LNCs et rainbow sont des marques déposées de Masimo Corporation aux États-Unis.

M-LNCs est de marque déposée de Masimo Corporation

14 Pin to 20 Pin Adapter Cable

GEBRAUCHSANWEISUNG
Wiederverwendbar  Enthält keinen Latex aus Naturkautschuk  Nicht steril

ANWENDUNGSGEBIETE

Das 14-zu-20-polige Adapterkabel verbindet Patientenkael der Masimo SET™ LNC®-Serie, der M-LNC™-Serie oder der LNOP® PC-Serie oder wiederverwendbare Masimo-Fingerclip-sensoren oder Verlängerungskabel der Masimo PCX2-Serie mit Masimo rainbow® SET-Geräten mit 20-poligem Geräteanschluss.

Das 14-zu-20-polige Adapterkabel ist nur zur Verwendung mit Sensoren und Instrumenten oder lizenzierten Geräten bestimmt, die mit der Masimo rainbow SET-Technologie ausgestattet sind.

VORSICHT

Das Kabel nicht in Flüssigkeiten eintauchen. Nicht sterilisieren.

WARNUNGEN

- Stellen Sie sicher, dass das Kabel äußerlich intakt ist, d. h., dass es keine geknickten/ ausgefransten Drähte bzw. keine beschädigten Teile aufweist. Unterziehen Sie das Kabel einer Sichtprüfung und entsorgen Sie es, falls es Risse oder Verfärbungen aufweist.
- Um eine Beschädigung des Patienten- oder Adapterkabels zu vermeiden, muss es beim Ein-/Ausstecken stets am Steckverbinder und nicht am Kabel gehalten werden.
- Ein nicht ordnungsgemäß an Sensor oder Oximeter-Modul angeschlossenes Kabel führt zu lückenhaften Messwerten, falschen Ergebnissen oder gar keinen Messwerten.
- Masimo PCX2-Verlängerungskabel sind nicht kompatibel.
- Patientenkabel der rainbow RC-Serie sind nicht kompatibel.
- Bei Einsatz zusammen mit Verlängerungskabeln der PCX2-Serie sind keine rainbow Pulse CO-Oximetrie-Messungen verfügbar.
- Komplette Anweisungen bzw. weitere Anweisungen sind der *Bedienungsanleitung* des CO-Oximeter-Moduls zu entnehmen.
- Das Kabel und das Patientenkabel müssen sorgfältig so verlegt werden, dass ein Verheddern oder Strangulieren des Patienten nur schwer möglich ist.
- Masimo-Adapterkabel dürfen nicht wiederaufbereitet, überarbeitet oder recycelt werden, da diese Verfahren zu einer Beschädigung der elektrischen Komponenten und damit potenziell zu einer Verletzung des Patienten führen können.

GEBRAUCHSANWEISUNG

A. Anschließen des 14-zu-20-poligen Adapterkabels an das Gerät

- Richten Sie den roten 20-poligen Kabelstecker des Adapterskabels so aus, dass er in den 20-poligen Steckverbinder am Gerät passt (Abb. 1).
- Drücken Sie den Steckverbinder fest hinein, um sicherzustellen, dass das Adapterkabel ordnungsgemäß am Gerät angeschlossen ist. Dabei muss das Einrasten des Steckverbinders hörbar sein.
- Ziehen Sie leicht am Steckverbinder des Adapterkabels, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß angeschlossen ist. Ziehen Sie nicht am Kabel.

B. Anschließen des 14-zu-20-poligen Adapterkabels an das Patientenkabel oder das PCX2-Verlängerungskabel

- Achten Sie darauf, das Adapterkabel nicht zu verdrehen. Richten Sie den 14-poligen Kabelstecker des Adapterkabels so aus, dass er in den 14-poligen Steckverbinder am Patienten- oder PCX2-Verlängerungskabel passt (Abb. 2).
- Drücken Sie den Kabelstecker fest hinein, um sicherzustellen, dass das Patientenkabel oder das PCX2-Verlängerungskabel ordnungsgemäß mit dem Adapterkabel verbunden ist. Dabei muss der Steckverbinder hörbar einrasten.
- Ziehen Sie leicht an den Steckverbindern, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß angeschlossen sind. Ziehen Sie nicht am Kabel.

Trennen des 14-zu-20-poligen Adapterkabels von dem Patientenkabel, PCX2-Verlängerungskabel oder Gerät

- Legen Sie Daumen und Zeigefinger auf die Tasten an den beiden Seiten des Steckverbinders.
- Drücken Sie fest auf die Tasten und ziehen Sie dann, um den Steckverbinder herauszuziehen.

REINIGUNG

Reinigen Sie das zum 14-zu-20-polige Adapterkabel , indem Sie es mit einem in 70%igem Isopropylalkohol getränkten Tupfer abwischen und trocknen lassen.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Temperatur bei Lagerung	-40 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	30 °C bis 60 °C maximal 95 % Luftfeuchtigkeit

EWÄHREISTUNG

Masimo gewährleistet gegenüber dem Erstkäufer nur, den diese Produkt bei Verwendung gemäß den von Masimovon dem Produkt bereitgestellten Anweisungen in einem Zeitraum von sechs (6) Monaten frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

DER VORANGEGANGENE TEXT STELLT DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE GEWÄHRLEISTUNG DAR, DIE FÜR VON MASIMO VERKAUFT E PRODUKTE GEGÜBER DEM KÄUFER GILT. MASIMO SCHLIESST AUSDRÜCKLICH ALLE ANDEREN MÜNDLICHEN, AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AUS; DIES UMFASST, IST ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. MASIMOS EINZIGE VERPFLICHTUNG UND DER AUSSCHLIESSLICHE REGRESSANSPRUCH DES KÄUFERS BEI JEGLICHEM VERSTOSS DER DIE GEWÄHRLEISTUNG BETRIFFT LIEGT DARIN, DAS PRODUKT NACH DEM ERMESSEN VON MASIMO ZU REPARIEREN ODER AUSZUTAUSCHEN.

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLÜSSE

Diese Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Produkte, die nicht der dem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisung gemäß bzw. falsch oder fahrlässig verwendet wurden oder extern verursachte Beschädigungen aufweisen. Ein Produkt, das an ein dafür nicht vorgesehenes Gerät angeschlossen oder verändert, zerlegt bzw. irgendwie wieder zusammengebaut wurde, fällt ebenfalls nicht unter diese Gewährleistung. Diese Gewährleistung gilt nicht für Sensoren und Patientenkabel, die überarbeitet, verändert oder wiederverwendet wurden.

AUF KEINEN FALL IST MASIMO DEM KÄUFER ODER IRGEND EINER ANDEREN PERSON GEGÜBER HAFTBAR FÜR IRGENDWELCHE SPEZIELLEN, INDIKRETTEN, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN (DAS SCHLIESST EINSCHRÄNKUNGSLOS AUCH ENTGANGENEN GEWINN EIN, SELBST WENN MASIMO VORHER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWISEN WURDE. FÜR DIE SICH AUS EINEM VERTRAG, EINER GEWÄHRLEISTUNG ODER AUS UNERLAUBTEN BZW. SONSTIGEN HANGLUNGEN ERGEBENDEN ANSPRÜCHE, HÄTET MASIMO IN JEDTEM FALL NUR IN HÖHE DES BETRAGES, DER VOM KUNDEN FÜR DAS BETREFFENDE PRODUKT GEZAHLT WURDE. MASIMO ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE AUS DER ÜBERARBEITUNG, VERÄNDERUNG ODER WIEDERVERWENDUNG EINES PRODUKTS ERSTEHEN. DIE VORSTEHEND GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN BEZIEHEN SICH NICHT AUF EINE ETWAIGE GESETZLICHE PRODUKTHAFTPFLICHT, DIE VERTRÄGLICH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KANN.

INSTRUMENTENKOMPATIBILITÄT

Dieses Kabel ist nur zur Verwendung mit Instrumenten oder lizenzierten Geräten bestimmt, die mit der rainbow SET-Oximetrie-Technologie ausgestattet sind. Informationen zur Kompatibilität von bestimmten Geräten und Sensoren erhalten Sie vom Hersteller des jeweiligen Systems. Bei Verwendung dieses Kabels mit anderen Geräten kann es zu Fehlfunktionen oder Betriebsstörungen kommen.

KEINE IMPLIZITE LIZENZ

Kauf oder Besitz dieses Adapterkabels bedeutet keine ausdrückliche oder stillschweigende Erlaubnis, dieses Kabel mit nicht genehmigten Geräten bzw. mit Geräten, die nicht speziell für eine Verwendung mit 14-zu-20-poligen Adapterkabeln zugelassen sind, einzusetzen.

VORSICHT: LAUT US-BUNDESGESETZ DARF DIESES PRODUKT NUR AN ÄRZTE BZW. AUF ÄRZTLICHE ANORDNUNG HIN VERKAUFT WERDEN.

Zur professionellen Verwendung. Vollständige Verschreibungsinformationen, einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und unerwünschten Ereignissen, finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Die folgenden Symbole können auf dem Produkt oder Produktetiketten zu sehen sein:

SYMBOL	DEFINITION	SYMBOL	DEFINITION
	Vorsicht		Lagertemperatur
Rx ONLY	Vorsicht: Laut US-amerikanischem Bundesgesetz darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf Anweisung eines Arztes verkauft werden.		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
	Konformitätszeichen bezüglich Richtlinie 93/42/ EWG über Medizinprodukte		Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
	Hersteller		Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE, Waste from Electronic & Electrical Equipment, Abfall von elektronischen und elektrischen Geräten).
	Herstellungsdatum JJJJ-MM-TT		Nicht entsorgen
EC REP	Autorisierter Vertreter in der europäischen Gemeinschaft		Darf nicht in Kontakt mit Feuchtigkeit kommen
REF	Katalognummer (Modellnummer)		Enthält keinen Latex aus Naturkautschuk
	Masimo-Referenznummer		Einschränkungen bezüglich des atmosphärischen Drucks
LOT	Chargencode		Vorsicht, zerbrechlich
	Nicht steril	 (blauer Hintergrund)	Gebrauchsanweisung befolgen

14 Pin to 20 Pin Adapter Cable

BRUKSANVISNING
Återanvändbar  Denna produkt är inte tillverkad av naturligt gummlatex 

INDIKATIONER

Adapterkabeln från 14 stift till 20 stift ansluter patientkabeln i Masimo SET™ LNC®-serien, M-LNC™-serien eller LNOP® PC-serien eller Masimo direktanslutna återanvändningsmaska sensorer eller Masimo PCX2-seriers förlängningskabel till Masimo rainbow® SET-enheter med en instrumentanslutning med 20 stift.

Adapterkabeln från 14 stift till 20 stift är endast avsedd för användning med sensorer och instrument eller licensierade enheter som innehåller Masimo rainbow SET-teknik.

VAR FÖRSIKTIG

Kabeln får ej bli tillgädd eller sänkas ned i någon vätskelösning. Försök inte att sterilisera den.

VARNINGAR

- Se till att kabeln är i gott fysiskt skick och att den inte har några trasiga eller fransade ledningar eller skadade delar. Granska kabeln visuellt och kassera om du upptäcker sprickbildningar eller misfärgningar.
- För att undvika skador på patienten eller adapterkabeln ska man alltid hålla i kontakten, i stället för i själva kabeln, när värden ändras ansluts eller kopplas ur.
- Underlåtenhet att ansluta sensorer eller oximetetermodulen till kabeln på rätt sätt leder till oregelbundna mätvärden, felaktiga resultat eller inget mätvärde alls.
- Masimo PCX2 förlängningskabel är inte kompatibel.
- rainbow RC-seriens patientkabel är inte kompatibel.
- Mätningar med rainbow Pulse CO-Oximetry är inte tillgängliga vid användning av patientkabelar i PCX2-serien.
- Se alltid CO-oximetetermodulens *Användarhandbok* för fullständiga instruktioner eller ytterligare instruktioner.
- Da kabeln och patientkabeln noggrant för att minska risken för att patienten trasslar in sig eller stryps.
- Masimo adapterkabeln får inte ombearbetas, repareras eller återanvändas eftersom dessa processer kan skada de elektriska komponenterna, vilket kan leda till patientskada.

INSTRUKTIONER

A. Ansluta adapterkabeln från 14 stift till 20 stift till instrumentet

- Rikta in det röda anslutningsdonet med 20 stift så att det passar in i uttagget på instrumentet med 20 stift (fig 1).
- Tryck hårt så att adapterkabeln sitter fast ordentligt i instrumentet. Ett klick ska höras vid anslutningen.
- Drä försiktigt i adapterkabeln för att säkerställa en säker anslutning. Drä inte i kabeln.
- Ansluta adapterkabeln från 14 till 20 stift till patientkabeln eller PCX2 förlängningskabeln i. Kontrollera att adapterkabeln inte är vriden. Rikta in kabelanslutningen med 14 stift, så att den passar in i patient- eller PCX2-förlängningsanslutningen med 14 stift (fig 2).
- Tryck hårt för att säkerställa att patientkabeln och PCX2-förlängningskabeln sitter fast ordentligt i adapterkabeln. Ett klick ska höras vid anslutningen.
- Drä försiktigt i anslutningsarna för att säkerställa en säker anslutning. Drä inte i kabeln.

Koppla ur adapterkabeln från 14 till 20 stift från patientkabeln, PCX2 eller instrumentet.

- Placera tummen och pekfinger på knapparna på båda sidor om anslutningsdonet.
- Tryck ordentligt på knapparna och drä för att ta bort sensorn.

RENGÖRING

Rengör 14 stift till 20 stift ansluter patientkabeln genom att torka av den med en dyna med 70 % isopropylalkohol och låt den torka.

MILJÖFÖRHÅLLANDEN

Drifttemperatur	5 °C till 40 °C (41 °F till 104 °F)
Förvaringstemperatur	–40 °C till 70 °C (–40 °F till 158 °F)
Luftfuktighet vid förvaring	30 °C till 60 °C (86 °F till 140 °F) högst 95 % luftfuktighet

GARANTI

Masimo fullmakten till initial köpare* bara så pass de här produkten, när använd i överensstämmelse med riktningen försynt med det Produkten vid Masimo, vilja bli fri av defekterna i materialen och kunskapen för en period av sex (6) månader. DET FÖREGÅENDE ÄR DEN ENDA GARANTIN SOM GÄLLER FÖR PRODUKTER SOM SÄLJS AV MASIMO TILL KÖPAREN. MASIMO FRANSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA ANDRA MUNTliga, UTTRYCKLIGA OCH IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. MASIMOS ENDA ANSVAR OCH KÖPARENS ENDA ERSÄTTNING FÖR BRUTEN GARANTI ÄR, ENLIGT MASIMOS VAL, REPARATION ELLER ERSÄTTNING AV PRODUKTEN.

UNDANTAG FRÅN GARANTIN

Denna garanti är ej tillämplig för någon produkt som har använts i strid mot bruksanvisningen som levereras med produkten eller som har varit föremål för misbruk, värdnad, olycka eller externt orsakad skada. Denna garanti är ej tillämplig för någon produkt som har anslutits till något ej avsett instrument eller system, som har modifierats eller som har monterats isär eller monterats ihop på nytt.

MASIMO SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS TILL ANSVAR INFÖR KÖPAREN ELLER NÅGON ANNAN PERSON FÖR NÅGRA SOM HELST TILLFÄLLIGA, INDIKRETA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJSKADOR (INKLUSIVE UT AN UTAN BEGRÄNSNING UTBEVLIN VINST) AVEN OM FÖRETAGET HAR MEDELLATS OM MÖGLIGHETEN DÄRTILL. MASIMOS SKADESTÄNDANSANSVAR SOM UPSÄTTAR ENOM FÖRSÄLJNING AV NÅGON PRODUKT TILL KÖPAREN INKLUDER AVTAL, GARANTI, ÅTALBAR HANDLING ELLER ANNAT ANSPRÅK SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET BELOPP KÖPAREN BETALAR FÖR DET PRODUKTPARTI SOM INGÅR I SÅDANT ANSPRÅK. BEGRÄNSNINGARNÄR DETTA/AVSNITT SKALL EJ BEDOMAS UTSLUTANÄGOTANSVAR SOM ENLIGT TILLÄMPLIG ANSVARSÅLGSFTNING EJJ KAN UTSLUTAS PÅ LAGENLIGT SATT GENOM AVTAL.

INSTRUMENTKOMPATIBILITET

Denna kabel är endast avsedd för användning med instrument eller licensierade enheter som innehåller rainbow SET-oximetriteknik. Konsultera de enskilda tillverkarna för att få information om kompatibilitet för olika instrument och sensorer. Om denna kabel används med andra instrument kan det leda till felaktigt eller utebliven funktion.

INGET UNDERFÖRSTÅTT TILLSTÅND

Inköp eller innehav av denna adapterkabel medför inte något uttryckligt eller underförstått tillstånd att använda denna kabel med enhet som inte är auktoriserad eller är separat auktoriserad för att användas med en adapterkabel från 14 till 20 stift.

FÖRSIKTIG: ENLIGT FEDERAL AMERIKANSK LAGSTIFTNING FÅR DENNA ENHET ENDAST SÄLJAS AV ELLER PÅ ORDER AV LÄKARE. För professionell användning. Se bruksanvisningen för fullständig forskrivningsinformation, inklusive indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och biverkningar.

Följande symboler kan finnas på produkten eller produktmärkning:

SYMBOLER	BESKRIVNING	SYMBOLER	BESKRIVNING
	Försiktighet		Förvaringstemperatur
Rx ONLY	Var försiktig! Enligt federal lagstiftning (USA) får denna enhet endast säljas av eller på order av läkare		Luftfuktighetsbegränsning vid förvaring
	Konformitetsmärkning för det europeiska direktivet för medicinteknisk utrustning 93/42/EEG		Använd inte om förpackningen är skadad
	Tillverkare		Separat insamling för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
	Tillverkningsdatum AAAA-MM-DD		Kassera inte
	Auktoriserad representant inom EU		Akta för väta
	Katalognummer (modellnummer)		Denna produkt är inte tillverkad av naturligt gummlatex
	Masimos referensnummer		Atmosfärryckbegränsning
	Partinummer		Ömtålig/bräcklig, hantera varsamt
	Osteril		Se bruksanvisningen

Patent: http://www.masimo.com/patents.htm

Masimo, SET,  LNOP, LNCs och rainbow är federalt registrerade varumärken som tillhör Masimo Corporation.

M-LNC är ett varumärke som tillhör Masimo Corporation.

14 Pin to 20 Pin Adapter Cable

GEBRUIKSAANWIJZING
Herbruikbaar  Bij de productie is geen latex van natuurrubber gebruikt 

INDICATIES

Op de 14-20 pins adapterkabel worden de patiëntkabeln van de Masimo SET® LNC®-serie, M-LNC™-serie of LNOP® PC-serie of de herbruikbare Masimo-sensoren met kabel aangesloten of de verlengkabels uit de Masimo PCX2-serie op de Masimo rainbow® SET-apparaat met een 20-pins instrument aansluiting.

De 14-20 pins adapterkabel is bedoeld voor gebruik met sensoren en instrumenten of apparaten met licentie die de Masimo SET-technologie bevatten.

LET OP

De kabel niet weken of onderdompelen in vloeistof. Niet proberen om te steriliseren.

WAARSCHUWINGEN

- Controleer of de kabel fysiek intact is, d.w.z. dat er geen draden gebroken of gerafeld en er geen onderdelen beschadigd zijn. Inspecteer de kabel visueel en goot deze weg als er barsten of verkleuringen zichtbaar zijn.
- Houd de kabel altijd vast aan de connector en niet aan de kabel zelf wanneer u een van beide uiteinden aansluit of loskoppelt, dit om beschadiging van de kabel te voorkomen.
- Als de sensor of de oxymeterruimte niet correct op de kabel wordt aangesloten, heeft dit intermitterende metingen, onnauwkeurige resultaten of een volledige afwezigheid van metingen tot gevolg.
- Masimo PCX-verlengkabels zijn niet compatibel.
- De patiëntkabeln uit de rainbow RC-serie zijn zijn niet compatibel.
- rainbow Pulse CO-Oximetry-metingen zijn niet beschikbaar wanneer de PCX2-verlengkabels worden gebruikt.
- Raadgeep altijd de *gebruikershandleiding* van de CO-oxymeter voor complete of aanvullende instructies.
- Positioneer de kabel en patiëntkabel voorzichtig om te voorkomen dat de patiënt verstrikt of beklemd raakt.
- Probeer adapterkabels van Masimo niet opnieuw te gebruiken, te prepareren of te recylen, aangezien de elektrische onderdelen beschadigd kunnen raken en de patiënt letsel kan oplopen.

INSTRUCIES

- De 14-20 pins adapterkabel aansluiten op het instrument
 - Richt de rode 20-pins connector van de adapterkabel zo, dat deze in de 20-pins connector van het instrument past (fig. 1).
 - Druk de connector goed aan om ervoor te zorgen dat de adapterkabel goed op het instrument wordt aangesloten. U moet een klik van de verbinding horen.
 - Trek licht aan het patiëntkabelcontact om te controleren of de verbinding goed is. Trek niet aan de kabel.
- De 14-20 pins adapterkabel aansluiten op de patiëntkabel of de PCX2-verlengkabel
 - Controleer of de adapterkabel niet is gedraaid. Steek de 14-pins connector van de adapterkabel goed in de 14-pins connector van de patiëntkabel of PCX2-verlengkabel (fig. 2).
 - Druk de patiëntkabel of PCX2-verlengkabel stevig en volledig in de adapterkabel. U moet een klik van de verbinding horen.
 - Trek licht aan de connectoren om te controleren of de verbinding goed is. Trek niet aan de kabel.

De 14-20 pins adapterkabel loskoppelen van de patiëntkabel, de PCX2-verlengkabel of het instrument

- Plaats de duim en wijsvinger op de grijze knoppen aan weerszijden van de connector.
- Druk stevig op de grijze knoppen en trek de connector uit de aansluiting.

REINIGING

Maak de 14-20 pins adapterkabel schoon door hem met een gasje met 70% isopropanol af te nemen en te laten drogen.

OMGEVING

Bedrijfstemperatuur	5 °C til 40 °C (41 °F tot 104 °F)
Opslagtemperatuur	–40 °C tot 70 °C (–40 °F tot 158 °F)
Vochtigheidsgraad bij opslag	30 °C tot 60 °C (86 °F tot 140 °F) maximaal 95% luchtvochtigheid

GARANTIE

Masimo garandeert slechts aan de eerste koper dat ieder door haar vervaardigd product indien gebruikt volgens de bij de producten van Masimo geleverde aanwijzingen, geen gebreken vertoont qua materialen en uitvoering voor een tijdspanne van zes (6) maanden. HET HIERVOOR BEPALDE IS DE ENIGE GARANTIE VAN TOEPASSING OP DOOR MASIMO AAN DE KOPER VERKOCHTE PRODUCTEN. MASIMO WIJST UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE MONDELINGE, UTGESPROKEN OF STILZWIGENDE GARANTIES AF MET INBEGRIIP VAN, DOCH ZONDER ENIGE BEPERKING, ALLE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPALD DOEL. DE ENIGE VERPLICHTING VAN MASIMO EN HET EXCLUSIEVE VERHAAL VAN DE KOPER VOOR INBREUK OP EEN GARANTIE IS VOLGENS MASIMO'S KEUZE DE REPARATIE OF VERVANGING VAN HET PRODUCT.

UITSLUITINGEN VAN GARANTIE

Diese garantie geldt niet voor producten die op andere wijze zijn gebruikt dan beschreven in de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing of die onderhevig zijn geweest aan misbruik, nalatigheid, ongelukken of exteren veroorzaakte schade. Deze garantie geldt niet voor producten die met veranderde instrumenten of systemen zijn aangesloten, zijn gewijzigd of zijn gedemonteerd en opnieuw gemonteerd. Deze garantie geldt niet voor sensoren of patiëntkabels die opnieuw zijn gebruikt/geprepareerd of gerecycled.

MASIMO IS ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK JEGENS DE KOPER OF ANDERE PERSONEN, AANGAANDE INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE OF BIJKOMENDE SCHADE (INCLUSIEF, EN ZONDER BEPERKING, GEDEFERDE WINST), ZELFS INDIEN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID HIERVAN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASIMO DIE VOORTVLOEIT UIT DE PRODUCTEN DIE AAN DE KOPER VERKOCHT ZIJN (VOLGENS CONTRACT, GARANTIE, BENADDELING OF ANDERE CLAIMS) OVERTREFT ONDER GEEN BEDING HET BEDRAG DAT DOOR DE KOPER BETAALD IS VOOR DE PARTIJ PRODUCTEN WAARVOOR DEZE CLAIM GELDT. MASIMO IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE WORDT VERORZAAKT DOOR EEN PRODUCT DAT OPNIUW IS GEBRUIKT, GEREPARERD OF IS GERECELYED. DE BEPERKINGEN IN DEZE SLUITEN GEEN AANSPRAKELIJKHEIDEN UIT, DIE VOLGENS DE VIGERENDE WETGEVING AANGAANDE PRODUCT-AANSPRAKELIJKHEID, NIET WETTELIJK PER CONTRACT KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN.

COMPATIBILITEIT VAN HET INSTRUMENT

Deze kabel is bedoeld voor gebruik met instrumenten of apparaten met licentie die de Masimo SET-oxymetriechnologie bevatten. Raadpleeg de fabrikant inzake compatibiliteit van diens instrumenten en sensoren. Het is mogelijk dat deze kabel niet of onjuist functioneert bij gebruik in combinatie met andere instrumenten.

GEEN IMPLICITE VERGUNNING

Aankoop of bezit van deze adapterkabel verleent niet het uitoedrukkelijke of impliciete recht tot gebruik van deze kabel met apparatuur die geen goedgekeurde apparatuur is, of met apparatuur waarvoor niet afzonderlijk toestemming tot gebruik met 14-20 pins adapterkabels verkregen is.

LET OP: VOLGENS DE AMERIKAANSE FEDERALE WETGEVING MAG DIT PRODUCT ALLEEN DOOR OF OP VOORSCHRIFT VAN EEN ARTS VERKOCHT WORDEN.

Uitsluitend voor professioneel gebruik. Zie de instructies voor de volledige voorschriftsing informatie, inclusief indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en biverkingen.

De volgende symbolen kunnen op het product of het productietekst voorkomen:

SYMBOL	DEFINITIE	SYMBOL	DEFINITIE
	Let op		Toegestane temperatuur bij opslag
Rx ONLY	Let op: volgens de Amerikaanse federale door of op voorschrift van een arts worden verkocht.		Vochtighedsgraadlimieten bij opslag
	Keurmerk van conformiteit met Europese richtlijn medicale hulpmiddelen 93/42/EEG		Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is
	Fabrikant		Afzonderlijke inzameling voor elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).
	Productiedatum YYYY-MM-DD		Niet wegwerpen
	Erkend vertegenwoordiger van de Europese Gemeenschap		Droog bewaren
	Catalogusnummer (modelnummer)		Bij de productie is geen latex van natuurrubber gebruikt
	Referentienummer Masimo		Atmosferische druklimieten
	Partijcode		Voorzichtig! Breekbaar!
	Niet steriel		Volg de gebruiksaavwijzing op

Octrooi: http://www.masimo.com/patents.htm

Masimo, SET,  LNOP, LNCs en rainbow zijn federal gedeponeerde handelsmerken van Masimo Corporation.

M-LNC is een handelsmerk van Masimo Corporation

14 Pin to 20 Pin Adapter Cable

BRUGSANVISNING
Genanvendelig  Ikke fremstillet med naturlig gummlatex 

INDIKATIONER

Adapterkabelt med 14 til 20 ben forbinde patientledningen til Masimo SET® LNC®-serien, M-LNC™-serien eller LNOP® PC-serien, eller genbrugelige Masimo Direct Connect-sensorer, eller udvidelsesinstrument til Masimo PCX2-serien til Masimo rainbow® SET-enheder med et 20-bens-instrumentstik.

Adapterkabelt med 14 til 20 ben må kun bruges til sensorer og instrumenter eller licensierede enheder, der indeholder Masimo rainbow SET-teknologi.

FORSIGTIG

Kablet må ikke gennemvædes eller nedsænkes i en flydende opløsning. Forsøg ikke at sterilisere det.

ADVARSEL!

- Kontroller, at kablet er fysisk intakt uden brækkede eller flossede ledninger eller beskadigede dele. Efterse kablet visuelt, og kassér det, hvis det er revnet eller misfarvet.
- For at undgå beskadigelse af patientledningen eller adapterkabelt skal der altid tages fat i stikket, når en af enderne slutes til eller kablet frås.
- Hvis sensoren eller oximeterruudet ikke sluttet korrekt til kablet, bliver aflæsningerne intermitterende, resultaterne bliver unøjagtige, eller der vises ingen målinger.
- Masimo PCX-udvidelseskablere er ikke kompatible.
- rainbow RC-seriens patientledninger er ikke kompatible.
- rainbow Pulse CO-Oximetry-målingerne er ikke tillægsgelige, når de bruges med udvidelsesinstrumentet til PCX2-serien.
- Se altid *brugerhåndbogen* til CO-oximetret for fuldstændige eller yderligere oplysninger.
- Får kabler og patientledninger omhyggeligt for at reducere risikoen for, at patienten vikles ind i dem eller bliver kvælet.
- Forsøg ikke at genbehandle, genbruge eller omarbejde Masimo-adapterkabler, da disse processer kan beskadige de elektriske komponenter og muligvis føre til skade på patienten.

ANVISNINGER

- Fæstning af adapterkabelt med 14 til 20 ben til instrumentet.
 - Vend adapterkablets 20-bens-RED-stik, så det matcher stikket på 20-bens-instrumentet (figur 1).
 - Tryk godt for at sikre, at adapterkablet er korrekt tilsluttet instrumentet. Du skal kunne høre et klik, når kablet sættes fast.
 - Hiv forsigtigt i adapterkabelstikket for at kontrollere, at forbindelse er sikkert etableret. Du må ikke hive i kablet.
- Fæstning af 14-til-20-bens-adapterkablet til patientledningen eller PCX2-udvidelseskablet
 - Sørg for, at adapterkablet ikke er snoet. Vend 14-bens-adapterkabelstikket, så det matcher 14-bens-patientlednig- eller PCX2-udvidelseskabelstikket (fig. 2).
 - Tryk godt for at sikre, at patientledningen eller PCX2-udvidelseskablet er korrekt tilsluttet adapterkablet. Du skal kunne høre et klik, når kablet sættes fast.
 - Hiv forsigtigt i stikkene for at kontrollere, at forbindelse er sikkert etableret. Du må ikke hive i kablet.

Frakoblning af 14-til-20-bens-adapterkabler fra patientledningen, PCX2 eller instrumentet

- Sæt tummen og pegefingr på knappene på hver side af stikket.
- Tryk godt på knappeme, og træk for at frakoble kablet.

RENGØRING

Rengør adapterkabelt med 14 til 20 ben ved at tørre det af med en klud med 70 % isopropylalkohol og lad det tørre.

MILJØ

Driftstemperatur:	5 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F)
Opbevaringstemperatur	–40 °C til 70 °C (–40 °F til 158 °F)
Luftfugtighed ved opbevaring	30 °C til 60 °C (86 °F til 140 °F) højst 95 % fugtighed

GARANTI

MASIMO garanteri hen til den begyndende afleger bare at disse produkter, hvor anvendte ifølge den retringer hvis eller hos den Produkt af Masimo, vil være omkostningsfri (i fej) i arbejdsmateriale og arbejde nemme i periode i seks (6) måneder. OVENSTÅENDE ER DEN ENKESTE GARANTI, DER GÆLDER FOR PRODUKTER, SOM MASIMO SÆLGER TIL KØBER. MASIMO FRASKRIVER SIG UTTRYKKELIKT ENHVER ANDEN GARANTI, DET VÆRE SIG MUNDTLIG, UTDRYKKELIKT ELLER STILTIDENDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTI FOR SALGBAREHD ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. MASIMOS ENESTE FORPLIGTELSE OG KØBERS ENESTE MÜSLIGHOLDSSEBEFØJELSE BESTÅR I, EFTER MASIMOS SKØLN, AT REPARERE ELLER OMBYTTET PRODUKTET.

GARANTIRÆKSELVISLER

Denne garanti gælder ikke for noget produkt, der er blevet anvendt i modstrid med de medfølgende betjeningsinstruktioner, eller som har været udsat for misbrug, forsmælselse, ulykker eller udefra påførte skader. Denne garanti gælder ikke for et produkt, der er blevet tilsluttet et instrument eller system, som det ikke er beregnet til, eller for et produkt, der er ændret, skilt ad eller gensamlet. Denne garanti omfatter ikke sensorer eller patientledninger, som er blevet repareret, ombygget eller genanvendt.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER MASIMO ANSVARLIG OVER FOR KØBER ELLER ANDEN PERSON FOR TILFÆLDE, INDIKRETE, SPECIALE ELLER FØLJSKADER (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING TILT FORTIENEST), SELV OM DER ER BLEVET INFORMERT OM MULIGHEDEN DERFOR. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN MASIMOS ERSTATTNINGSPLIGT, DER HIDRØRER NOGET PRODUKT, DER ER SOLGT TIL KØBER (UNDER EN KONTRAKT, GARANTI, UDEN FOR AFTALEFORHOLD ELLER ANDET KRAV), ØVERSTIGE BELOBET, DER ER BETALT AF KØBER FOR PRODUKT/PARTI(ERNE), DER ER INVOLVERET I ET SÅDANT KRAV. I DETTILFÆLDE HÆFTER MASIMO SIG IKKE FOR SKADER I FORBINDELSE MED ET PRODUKT, SOM ER BLEVET REPARERET, OMBYGGET ELLER GENANVENDT. BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT MÅ IKKE SKØNNES AT UDELUKKE ET ANSVAR, SOM IKKE JURIDISK KAN UDELUKKE I EN KONTRAKT UNDER GÆLDENDE PRODUKTANSVARSLØV.

INSTRUMENTKOMPATIBILITET

Dette kabel må kun bruges til instrumenter eller licensierede enheder, der indeholder rainbow SET-oximetriteknik. Kontakt den individuelle producent for at forhøre dig om kompatibiliteten af bestemte instrumenter og sensorer. Brug af dette kabel med andre instrumenter kan medføre manglende eller ingen funktionalitet.

INGEN UNDERFÖRSTÅTT LICENS

Køb eller besiddelse af dette adapterkabel indebærer ikke nogen udtrykkelig eller stiltidende licens til at benytte dette kabel med udstyr, der ikke er autoriseret udstyr eller autoriseret til brug af et adapterkabel med 14 til 20 ben.

FORSIGT